

SCHILLER

5489-087345

Hugh Brian | 64 years | Male

60  /min

CARDIOVIT FT-1

Électrocardiographe compact
offrant une performance maximale

LP 150Hz

LP 150Hz, AC 50Hz

1  2  3 

Rhythm

Manu



SCHILLER
The Art of Diagnostics

CARDIOVIT FT-1

Conçu pour les utilisateurs qui apprécient une technologie de pointe:

- ⋄ Puissance et flexibilité réunies en un ECG portatif
- ⋄ Communication Wi-fi bi-directionnelle
- ⋄ Qualité du signal exceptionnelle pour ECG enfants et adultes

CONCEPT UNIQUE

Le CARDIOVIT FT-1 est un appareil ultra-mobile, pesant à peine plus d'un kilo avec la batterie.

L'écran tactile multipoint 8po à haute résolution est facile à utiliser par un simple mouvement des doigts.

La surface lisse et étanche de l'appareil est facile à nettoyer et hautement hygiénique.

TOUJOURS CONNECTÉ

Communication bidirectionnelle permettant d'accéder facilement aux données et de transférer rapidement des rapports ECG vers les systèmes SIH/DME.

La connectivité Wi-fi et LAN, l'affichage ECG sur un large écran ainsi qu'une grande capacité de mémoire permettent d'effectuer un flux de travail sans papier en plus de réaliser d'importantes économies.


SCHILLER LINK: Logiciel convivial permettant d'importer les données de patient à partir du système DME et d'exporter des rapports PDF personnalisés directement vers l'ordinateur.

DIAGNOSTIC D'UNE GRANDE PRÉCISION

Les algorithmes SCHILLER les plus avancés sont intégrés dans le CARDIOVIT FT-1.

ECG PÉDIATRIQUE: Grâce à un taux d'échantillonnage très élevé et à une large bande de fréquence, le CARDIOVIT FT-1 dispose d'une qualité de signal optimale, ce qui en fait l'outil privilégié pour les ECG pédiatriques.

RYTHME DE REPOS: Le FT-1 enregistre les 12 pistes pour une durée maximale de 4 minutes. Cette mesure permet de réduire le risque de laisser passer d'importantes données de rythme. Les enregistrements peuvent être imprimés, enregistrés, visualisés et transmis.



OPTION

ETM et ETM SPORT: L'un des programmes d'interprétation simultanée d'ECG 12 dériviatives les plus réputés, pour une fiabilité et une qualité sans pareils.

ETM Sport: le premier module d'interprétation ECG automatisée conçu pour les athlètes, basé sur les Critères de Seattle.


CCAA: l'algorithme CCAA de SCHILLER (Culprit Coronary Artery Algorithm) est utilisé au sein des services d'urgence ou hors des milieux hospitaliers dès lors qu'une décision concernant une douleur thoracique doit être prise dans l'immédiat. Il permet de localiser le siège de l'obstruction de l'artère coronaire et de déterminer l'étendue de l'atteinte cardiaque.

1 L'imprimante thermique de haute précision (8 pixels/mm) est conçue pour permettre un fonctionnement irréprochable pendant plusieurs années.

2 Les instructions de raccordement anatomique permettent de positionner les électrodes correctement grâce aux fonctions d'agrandissement et de rotation.

3 Un aperçu des 12 dérivations de l'ECG, y compris la vérification de la qualité des électrodes avec code-couleur.

4 En cas d'inversion des dérivations, des avertissements concernant les dérivations des membres ou du thorax sont affichés immédiatement avant l'acquisition de l'ECG.



3 ÉTAPES SIMPLES À EFFECTUER

- 1: Saisir ou télécharger les données patient
- 2: Contrôler la qualité du signal et effectuer un ECG
- 3: Visualiser l'ECG avant de l'enregistrer, l'exporter ou l'imprimer

Les utilisateurs peuvent naviguer à leur guise d'une étape à l'autre.



Americas
SCHILLER Americas Inc.
Doral, Florida 33172

North America:

Phone +1 786 845 06 20
Fax +1 786 845 06 02
sales@schilleramerica.com
www.schilleramerica.com

Latin America & Caribbean

Phone +1 305 591 11 21
Fax +1 786 845 06 02
sales@schillerla.ch
www.schillerla.ch



Asia
SCHILLER Asia-Pacific / Malaysia
52200 Kuala Lumpur, Malaysia
Phone +603 6272 3033
Fax +603 6272 2030
sales@schiller.com.my
www.schiller-asia.com



Austria
SCHILLER Handelsgesellschaft m.b.H.
A-4040 Linz
Phone +43 732 70 99
Fax +43 732 757 000
sales@schiller.at
www.schiller.at



China
Alfred Schiller (Beijing) Medical Equipment
Co.,Ltd.
100015 Beijing, China
Phone +86 010 52007020
Fax +86 010 52007020-8016
info@schillerchina.com
www.schillermedical.cn



Croatia
Schiller medicinski instrumenti d.o.o.
10000 Zagreb
Phone +385 1 309 66 59
Fax +385 1 309 66 60
info@schillerzg.hr
www.schiller.hr



France
SCHILLER Médical S.A.S.
F-67162 Wissembourg
Phone +33 3 88 63 36 00
Fax +33 3 88 63 36 49
info@schiller.fr
www.schiller-medical.com



France (distribution France)
SCHILLER France S.A.S.
F-77608 Bussy St Georges
Phone +33 1 64 66 50 00
Fax +33 1 64 66 50 10
adv@schillerfrance.fr
www.schiller-france.com



Germany
SCHILLER Medizintechnik GmbH
D-85622 Feldkirchen b. München
Phone +49 89 62 99 81 0
Fax +49 89 609 50 90
info@schillermed.de
www.schillermed.de



Hungary
SCHILLER Diamed Ltd.
H-1141 Budapest
Phone +36 1 383 4780 / +36 1 460 9491
Fax +36 1 383 4778
info@schillerhungary.hu
www.schillerhungary.hu



India
SCHILLER Healthcare India Pvt. Ltd.
Mumbai - 400 001, India
Phone +91 22 6152 3333 / 2920 9141
Fax +91 22 2920 9142
sales@schillerindia.com
www.schillerindia.com



Poland
SCHILLER Poland Sp. z o.o.
PL-02-729 Warszawa
Phone +48 22 843 20 89 / +48 22 647 35 90
Fax +48 22 843 20 89
schiller@schiller.pl
www.schiller.pl



Russia & C.I.S.
AO SCHILLER.RU
125124 Moscow, Russia
Phone +7 (495) 970 11 33
Fax +7 (495) 956 29 10
mail@schiller.ru
www.schiller.ru
www.schiller-cis.com



Serbia
SCHILLER d.o.o.
11010 Beograd
Phone +381 11 39 79 508
Fax +381 11 39 79 518
info@schiller.rs
www.schiller.rs



Slovenia
SCHILLER d.o.o.
2310 Slovenska Bistrica
Phone +386 2 843 00 56
Fax +386 2 843 00 57
info@schiller.si
www.schiller.si



Spain
SCHILLER ESPAÑA, S.A.
ES-28232 Las Rozas/Madrid
Phone +34 91 713 01 76
Fax +34 91 355 79 33
schiller@schiller.es
www.schiller.es



Switzerland
SCHILLER-Reomed AG
CH-8953 Dietikon
Phone +41 44 744 30 00
Fax +41 44 740 37 10
sales@schiller-reomed.ch
www.schiller-reomed.ch



Turkey
SCHILLER TÜRKİYE
Okmeydanı-Sisli - Istanbul
Phone +90 212 210 8681 (pbx)
Fax +90 212 210 8684
info@schiller.com.tr
www.schiller-turkiye.com



United Kingdom
SCHILLER UK
Bellshill, ML4 3PR
Phone +44 1698 744 505
Fax +44 1698 744 474
sales@schilleruk.com
www.schilleruk.com

Article no.: 2_500685
2016/07,FR



SCHILLER
The Art of Diagnostics